

# Cuchilletes de profundidad precisa Atomic Edge®

Material estéril de un solo uso



## HOJA DE DATOS

<b>Clase de producto:</b> Clase I FDA Clase IIa MDD estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	<b>Vida útil:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación.</li></ul>
<b>Fabricante:</b> Beaver-Visitec International, Inc. Waltham, MA, EE. UU.	<b>Uso previsto:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Uso previsto para cortar el tejido corneal.</li></ul>
<b>Información de certificación:</b> Certificado CE ISO 13485:2003	<b>Composición del producto:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Hoja:</b> Silicio</li><li>• <b>Mango:</b> Poliestireno de alto impacto</li><li>• <b>Sin:</b> Látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal</li></ul>
<b>Para el producto estéril:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rayos gamma.</li><li>• Steris Corporation/Isomedix Services.</li></ul>	<b>Material de embalaje:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Principal:</b> HIPS.</li><li>• <b>Secundario:</b> Blíster PETG/tapa de Tyvek recubierta</li></ul>

Distribuido por:

**MEDICALMIX**

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

**bvi** Beaver Visitec  
Keeping Your Vision in Sight

## Características generales:

- Los bisturíes de profundidad precisa Atomic Edge™ son los primeros bisturíes quirúrgicos de silicio seguros y de un solo uso diseñados para realizar incisiones limbares relajantes. Estos bisturíes utilizan silicio para ofrecer el mismo rendimiento que el de las hojas de diamante.
- Los bisturíes Atomic Edge™ combinan un rendimiento equivalente al de las hojas de diamante con la seguridad de un solo uso.
- Los bisturíes Atomic Edge™ son básicamente del mismo tamaño y peso que los bisturíes oculares convencionales.

**Advertencia y precauciones:** Consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

---

## Información del producto:

Bisturíes de profundidad precisa Atomic Edge®		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
BVI-370225	Cuchillete de profundidad precisa Atomic Edge® 250 micras	10
BVI-370230	Cuchillete de profundidad precisa Atomic Edge® 300 micras	10
BVI-370235	Cuchillete de profundidad precisa Atomic Edge® 350 micras	10
BVI-370240	Cuchillete de profundidad precisa Atomic Edge® 400 micras	10
BVI-370250	Cuchillete de profundidad precisa Atomic Edge® 500 micras	10
BVI-370255	Cuchillete de profundidad precisa Atomic Edge® 550 micras	10
BVI-370260	Cuchillete de profundidad precisa Atomic Edge® 600 micras	10
BVI-370262	Cuchillete de profundidad precisa Atomic Edge® 625 micras	10
BVI-370265	Cuchillete de profundidad precisa Atomic Edge® 650 micras	10

### Solo para clientes de EE. UU.:

411 Waverley Oaks Road  
Waltham, MA 02452,  
oficina de EE. UU.:  
866.906.8080  
Fax: 866.906.4304  
www.beaver-visitec.com

### Todos los demás clientes:

85c Park Drive  
Milton Park  
Abingdon, Oxfordshire  
OX14 4RY Reino Unido  
Oficina: +44 1865 601 256  
Fax: +44 1865 595 761  
www.beaver-visitec.com



Distribuido por:

**MEDICALMIX**  
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA