

# Mangos, pinzas y llaves Beaver®

Material no estéril

## HOJA DE DATOS

<b>Clase de producto:</b>  Clase I FDA, Clase I MDD De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	<b>Vida útil:</b>  • N/D
<b>Fabricante:</b>  Beaver-Visitec International, Inc. Waltham, MA, EE. UU.	<b>Uso previsto:</b>  • <b>Pinza:</b> Diseñada para encajar la hoja en el mango. • <b>Llave:</b> Diseñada para apretar la hoja en el mango. • <b>Mango:</b> Diseñado para su uso con la hoja.
<b>Información de certificación:</b>  Certificado CE  ISO 13485:2003	<b>Composición del producto:</b>  <u>n.º 371301</u> • <b>Llave:</b> Latón semiduro/chapado en cromo  <u>n.º 371394</u> • <b>Mango:</b> Inoxidable  <u>n.º 371395</u> • <b>Mango:</b> Tubo inoxidable con empuñadura de aluminio  <u>Todos los demás mangos y pinzas del n.º de pieza:</u> • Acero inoxidable  • <b>Sin:</b> Látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal
<b>Para el producto estéril:</b>  • N/D	<b>Material de embalaje:</b>  • <b>Transportista:</b> Sobre de papel

Distribuido por:

**MEDICALMIX**  
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

















 **Beaver Visitec**  
Keeping Your Vision in Sight

## Características generales:

- Llaves diseñadas para encajar la hoja en el mango.
- Pinzas disponibles en dos tamaños para adaptarse a todos los mangos Beaver® de 0,50 cm o 0,60 cm.
- Los mangos Beaver® están disponibles en configuraciones circulares o hexagonales y con diversas longitudes.

**Advertencia y precauciones:** Consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

## Información del producto:

Mangos, pinzas y llaves Beaver®		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
BVI-371301	 Llave de hoja Beaver®	1
BVI-371305	 Mandril de reemplazo Beaver® (inoxidable que se adapta al mango de 0,50 cm)	1
BVI-371350	 Mango Beaver® 13 x 0,50 cm (inoxidable moleteado circular)	1
BVI-371360	 Mango Beaver® 13 x 0,66 cm (inoxidable moleteado circular)	1
BVI-371394	 Mango y llave Beaver® Arthro-Lok® 4 mm	1
BVI-371395	 Mango y llave Beaver® Dynagrip 4 mm	1
BVI-371410	 Mango Beaver® 10,2 x 0,64 cm (inoxidable moleteado redondo)	1
BVI-371415	 Mandril de reemplazo Beaver® (inoxidable, se adapta al mango 371410)	1
BVI-374310	 Mango Beaver® 10 x 0,50 cm (inoxidable moleteado circular)	1
BVI-374311	 Mango Beaver® 5 x 0,50 cm (inoxidable moleteado circular)	1
BVI-374312	 Mango Beaver® 7,5 x 0,50 cm (inoxidable moleteado circular)	1
BVI-374320	 Mango Beaver® 15,5 x 0,50 cm (inoxidable moleteado circular)	1
BVI-374330	 Mango Beaver® 10 x 0,50 cm (inoxidable hexagonal)	1
BVI-374340	 Mango Beaver® 15,5 x 0,50 cm (inoxidable hexagonal)	1
BVI-372000	 Beaver® BeaverTail™ Mango plano 17 cm L	1
BVI-375000	 Beaver® BeaverTail™ Mango plano 13 cm L	1

**MEDICALMIX**

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

**bvi** Beaver Visitec  
Keeping Your Vision in Sight