

Drenadores oculares, anillos y esponjas para drenaje

Material estéril de un solo uso

HOJA DE DATOS

Clase de producto: Clase II de la FDA, salvo 581099: clase I MDD estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	Vida útil: <u>40804, 400116, 400122, 400124, 400125, 400127, 400138</u> <ul style="list-style-type: none">Tres (3) años a partir de la fecha de fabricación <u>581098, 581099, 581707</u> <ul style="list-style-type: none">Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación
Fabricante: Beaver-Visitec International, Inc. Waltham, MA, EE. UU.	Uso previsto: <ul style="list-style-type: none">Absorber el exceso de fluido y proteger el flap en la cirugía LASIK.
Información de certificación: Certificado CE ISO 13485:2003	Composición del producto: <ul style="list-style-type: none">Acetato de polivinilo (PVA)Sin: látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal.
Para el producto estéril: <ul style="list-style-type: none">Rayos gamma.Steris Corporation/Isomedix Services.	Material de embalaje: <u>40804</u> <ul style="list-style-type: none">Principal: Papel glassineSecundario: EVA/ionómero/lámina conformada de EVA/Tyvek recubierto <u>400116, 400122, 400124, 400125, 400125, 400127, 400138, 581098, 581099, 581707</u> <ul style="list-style-type: none">Principal: Tyvek no recubiertoSecundario: bolsa de polietileno transparente

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA











 **Beaver Visitec**
Keeping Your Vision In Sight

Características generales:

- Los drenadores para LASIK Visitec® están diseñados para proteger flaps corneales con bisagra nasal.
- Los anillos de drenaje recogen el fluido y mantienen los tejidos hidratados, al tiempo que protegen el flap corneal de los residuos.

Advertencia y precauciones: consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

Información del producto:

Drenadores oculares, anillos y esponjas para drenaje		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
BVI-40804	 Disco para LASIK Ultracell® Envases de 2	40
BVI-400116	 Anillo anestésico Merocel®	10
BVI-400122	 Anillo de drenaje Chayet Keracel®	20
BVI-400124	 Espátula Haddad Keracel®	20
BVI-400125	 Esponja Goffman Keracel®	20
BVI-400127	 Cubierta de flap Yavitz Keracel®	20
BVI-400138	 Cubierta de flap y anillo de drenaje Yavitz Keracel®	20
BVI-581098	 Drenador ocular para LASIK Visitec® [Chayet] de 10 mm	20
BVI-581099	 Drenador para LASIK Visitec® [Banaji] de 8 mm	20
BVI-581707	 Esponja para LASIK Visitec® [Salz] de 13 mm	20

Solo para clientes de EE. UU.:

411 Waverley Oaks Road
Waltham, MA 02452
Oficina de EE. UU.:
866.906.8080
Fax: 866.906.4304
www.beaver-visitec.com

Todos los demás clientes:

85c Park Drive
Milton Park
Abingdon, Oxfordshire
OX14 4RY Reino Unido
Oficina: +44 1865 601 256
Fax: +44 1865 595 761
www.beaver-visitec.com



Distribuido por:

MEDICALMIX
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA