

Cuchilletes Visitec® EdgeAhead®

Material estéril de un solo uso



HOJA DE DATOS

Clase de producto: Clase I FDA Clase IIa MDD, estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	Vida útil: • Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación.
Fabricante: Beaver-Visitec International, Ltd. Bidford, Reino Unido	Uso previsto: • Creación o ampliación de incisiones iniciales para la inserción de puntas de facoemulsificación durante la intervención quirúrgica de cataratas.
Información de certificación: Certificado CE ISO 13485:2003 ISO 14001:2004	Composición del producto: • Hoja: acero inoxidable. • Mango: polisulfona. • Sin: látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal.
Para el producto estéril: • Rayos gamma. • Synergy Health, Reino Unido.	Material de embalaje: • Principal: HIPS. • Secundario: blíster de PETG/tapa de Tyvek recubierta. • Transportista: envase de papel.

Distribuido por:

MEDICALMIX
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

bvi Beaver Visitec
Keeping Your Vision in Sight

Características generales:

- La punta afilada y el hombro recto han sido diseñados para crear o ampliar incisiones iniciales para la inserción de puntas de facoemulsificación.
- El acabado satinado ofrece una mejor visibilidad.

Advertencia y precauciones: consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

.....

Información del producto:

Cuchilletos Visitec® EdgeAhead®		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
BVI-581105	Cuchillito Visitec® EdgeAhead® 2,8 mm (40°)	5
BVI-581107	Cuchillito Visitec® EdgeAhead® 3,0 mm (40°)	5
BVI-581109	Cuchillito Visitec® EdgeAhead® 3,2 mm (40°)	5
BVI-581121	Cuchillito Visitec® EdgeAhead® 3,5 mm (40°)	5
BVI-581123	Cuchillito Visitec® EdgeAhead® 2,65 mm (40°)	5
BVI-581129	Cuchillito Visitec® EdgeAhead® 2,5 mm (40°)	5
BVI-581135	Cuchillito Visitec® EdgeAhead® 2,3 mm (40°)	5
BVI-581142	Cuchillito Visitec® EdgeAhead® 1,2 mm (40°)	5
BVI-581143	Cuchillito Visitec® EdgeAhead® 1,4 mm (40°)	5
BVI-581144	Cuchillito Visitec® EdgeAhead® 1,5 mm (40°)	5
BVI-581145	Cuchillito Visitec® EdgeAhead® 1,75 mm (40°)	5

Solo para clientes de EE. UU.:

411 Waverley Oaks Road
Waltham, MA 02452,
oficina de EE. UU.:
866.906.8080
Fax: 866.906.4304
www.beaver-visitec.com

Todos los demás clientes:

85c Park Drive
Milton Park
Abingdon, Oxfordshire
OX14 4RY Reino Unido
Oficina: +44 1865 601 256
Fax: +44 1865 595 761
www.beaver-visitec.com



Distribuido por:

MEDICALMIX
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA