



MEDICAL MIX, S.L.

Amposta, 20

08174 Sant Cugat del Vallès

Barcelona/España

Tels. 902 222 400 · 93 589 36 37

Fax 93 589 28 29

mmix@medicalmix.com

FICHA TECNICA MATERIAL FUNGIBLE STATIM

Referencia	Descripción	Utilidad	Modelo	Fabricante	Tipo	Caducidad	Cambio	Medidas (mm)	Presentación	Imagen
102119S	Filtro Biológico	Secado Esterilizador Statim	Statim 2000S/5000/5000S	Scican	Fungible	-	Cada 6 meses	70 x 40 x 28	Paquete 5 unidades	