

# MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

## PROTESIS OCULARES PARA DONANTE

REFERENCIA: AL-DEC 001-00

MARCA: ALCHIMIA



Descripción: DEC son prótesis oculares para la reconstrucción del ojo de donante, después de la extracción de cornea. El producto puede ser utilizado junto con desinfectantes y conserva con éxito la forma normal del párpado.

Material: Plástico sólido.

Medidas: Altura 12,5mm. Diámetro externo 25,4mm

Presentación: Caja 100 unidades.

Dispone de Certificado CE emitido por el organismo notificado 0546 de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición: 23 abril 2015, rev. 2*