

# MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

## PACK PARA INYECCION DEL GAS (FILTRO+AGUJA+PULSERA)

REFERENCIA: AL-GIS 003-00

MARCA: ALCHIMIA



Descripción: Accesorio para la inyección intraocular del gas oftálmico multidosis con referencia "GOT" de Alchimia. El pack está compuesto por:

- 25 filtros para esterilizar, de 0,2  $\mu\text{m}$
- 25 agujas de 30G, para la filtración e inyección del gas
- 25 pulseras para paciente

El filtro se adapta a jeringas Luer lock de 2,5 a 60 ml y no van incluidas en el pack.

Presentación: Caja 25 unidades.

Dispone de Certificado CE emitido por el organismo notificado 0546 de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición: 23 abril 2015, rev. 2*