

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

GAS PARA TAMPONAMIENTO INTRAOCULAR

REFERENCIA: AL-GOT 007-00/ AL-GOT 008-00/ AL-GOT 009-00

MARCA: ALCHIMIA



Descripción: Los gases GOT para el tamponamiento intraocular SF_6 (hexafluoruro de azufre), C_2F_6 (hexafluoroetano) y C_3F_8 (octafluoropropano) tienen una tensión superficial muy alta y aportan un tamponamiento excelente.

Diseñados como desechables o con accesorios múltiples (jeringa pre-ensamblada al filtro esterilizador, conector y cánula), permiten ahorrar tiempo en quirófano y reducir los costes de la cirugía.

El producto se puede usar hasta que se consume el contenido de la bombona o como producto desechable. Está envasado en bombonas de 75 ml con un sistema especial que permite soportar las diferencias de presión y el transporte por vía aérea sin problemas ni limitaciones. La caja incluye una jeringa pre-ensamblada a un filtro esterilizador de 0.2 μm , cánula de 30G y conectores (GIS) y pulsera de seguridad del paciente.

Indicación: Tamponamiento intraocular en cirugía vitreoretiniana.

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

Características Técnicas:

	AL-GOT 007-00	AL-GOT 008-00	AL-GOT 009-00
Composición	75ml hexafluoruro de azufre puro	75ml hexafluoroetano puro	75ml octafluoropropano puro
Pureza	100%	100%	100%
Mezcla no expansiva	10ml gas puro/ 40 ml aire	8ml gas puro/ 42 ml aire	6ml gas puro/ 44ml aire
Esterilización del envase	Óxido de etileno		
Esterilización del gas	No estéril. Esterilización a través del filtro de 0,22 µm suministrado.		
Presentación	Bombona de aluminio en envase individual de 75ml		
Temperatura conservación	Temperatura ambiente		

Dispone de Certificado CE emitido por el organismo notificado 0546 de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 23 abril 2015, rev. 3