

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

ACEITE DE SILICONA 5000cs 15mL

REFERENCIA: AL-RSO 004-00

MARCA: ALCHIMIA



Descripción: aceite indicado en la sustitución a largo plazo del humor vítreo extraído durante las intervenciones de vitrectomía. Está compuesto al 100% por polidimetilsiloxano extra-purificado 5000 cS, claro, incoloro, biocompatible e inerte. Fácil visualización del interfaz aceite-acuoso para reducir el riesgo de complicaciones intraoperatorias. Fácil aplicación y eliminación. Contenido de compuestos volátiles inferior al 0,1% para reducir el riesgo de toxicidad retiniana y emulsificación. Tamponamiento prolongado estable; la viscosidad más elevada se recomienda cuando se requiere un período de tamponamiento más largo.

Estéril.

Presentación: Caja con 1 vial de 15mL.

Dispone de Certificado CE emitido por el organismo notificado 0546 de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 23 abril 2015, rev. 2