

## SOLUCIÓN SACAROSA 1,4% PARA EVALUACIÓN DE CÓRNEA 4ml

REFERENCIA: AL-SRS 001-00

MARCA: ALCHIMIA



**Descripción:** Solución de sacarosa al 1,4% para la valoración de la córnea. Permite separar las células de grupos y visualizar los bordes de las células endoteliales, consiguiendo así un recuento preciso del número de células endoteliales corneales.

### Composición:

Ingredientes	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sacarosa</li><li>• Cloruro sódico</li><li>• Fosfato sódico</li><li>• Cloruro potásico</li><li>• Fosfato potásico</li></ul>
Estado	Líquido
Volumen	4 ml
Características fisicoquímicas	pH: 7,4 ± 0,2
Acondicionamiento	frasco
Esterilización	Estéril (filtración y distribución aséptica según UNI EN 556-2 y UNI EN ISO 13408-1)
Temperatura de conservación	2-25°C
Caducidad	24 meses

**Presentación:** Caja de 12 unidades.

Dispone de Certificado CE emitido por el organismo notificado 0546 de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición: 16 de febrero del 2015, Rev.1.*