

## KIT MONOUSO INDIVIDUAL OBTENCIÓN ENDORET GEL

REFERENCIA: BTI-KMU10-GEL

MARCA: BTI



**Descripción:** Kit de estética oftálmica indicado para obtener una nueva formulación completamente autóloga para el relleno de arrugas permanente. Se trata de un gel bioactivo que contiene factores de crecimiento funcionales, de alta viscosidad y que ofrece una integración en el tejido muy eficiente, provocando un aumento de volumen y una regeneración tisular.

La infiltración de Endoret promueve el remodelado tisular en la piel envejecida influyendo en la hidratación, la angiogénesis y el estado general de salud de la piel.

### 1. SISTEMA DE EXTRACCIÓN

- 2 tubos de recolección
- 1 palomilla de extracción

### 2. SISTEMA DE FRACCIONAMIENTO

- 2 tubos de fraccionamiento
- 1 PTD2 (Plasma Transfer Device)
- 2 agujas 14G

### 3. SISTEMA DE PREPARACIÓN

- 1 tapón de jeringas
- 1 conector de jeringas
- 2 jeringas (3ml)

### 4. SISTEMA DE APLICACIÓN

- 1 ampolla de activación (cloruro de calcio)
- 1 jeringa de activación (0.5ml)
- 3 jeringas (1ml)
- 2 agujas 21G
- 1 aguja 25G
- 2 agujas 30G y 3 de 32G
- 5 etiquetas identificativas
- 1 cánula 27G

Composición: El kit está compuesto por:

- 1. Sistema de Extracción**
  - 2 Tubos de recolección
  - 1 Palomilla de extracción
  
- 2. Sistema de Fraccionamiento**
  - 2 Tubos de fraccionamiento
  - 1 PTD2 (Plasma Transfer Device)
  - 2 Agujas Fine-Ject 14G
  
- 3. Sistema de Preparación**
  - 1 Tapón de jeringas
  - 1 Conector de jeringas
  - 2 Jeringas (3ml)
  
- 4. Sistema de Aplicación**
  - 1 Ampolla de activación (cloruro calcio)
  - 1 Jeringa de activación (0,5ml)
  - 3 Jeringas (1ml)
  - 2 Agujas 21G
  - 1 Aguja 25G
  - 2 Agujas 30G
  - 3 Agujas de 32G
  - 5 Etiquetas identificativas
  - 1 Cánula 27G

Presentación: Cada caja contiene 10 kits.

Dispone de Certificado CE emitido por el organismo notificado 0123 de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición: 25 de Marzo del 2018, Rev. 1.*