

Cuchillete de seguridad Atomic Edge®

De un solo uso • Material estéril



HOJA DE DATOS

Clase de producto: Clase I FDA Clase IIa MDD, estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	Vida útil: <ul style="list-style-type: none">• Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación.
Fabricante: Beaver-Visitec International, Inc. Waltham, MA, EE. UU.	Uso previsto: <ul style="list-style-type: none">• Diseñado para realizar incisiones durante cirugías oculares.
Información de certificación: Certificado CE ISO 13485:2003	Composición del producto: <ul style="list-style-type: none">• Hoja: Silicio• Mango: Poliestireno de alto impacto• Sin: Látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal
Para el producto estéril: <ul style="list-style-type: none">• Rayos gamma.• Steris Corporation/Isomedix Services	Material de embalaje: <ul style="list-style-type: none">• Principal: HIPS.• Secundario: Blíster PETG/tapa de Tyvek recubierta• Transportista: envase de papel.

Distribuido por:

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

 **Beaver Visitec**
Keeping Your Vision In Sight

Características generales:

- Atomic Edge® es el primer bisturí quirúrgico de silicio concebido para ofrecer seguridad, de un solo uso y diseñado para cortar tejido corneal. Está disponible con angulación y dos tamaños de hoja: 2,8 mm y 3,0 mm.
- Combina un rendimiento equivalente al del diamante con la seguridad de un solo uso.
- De un solo uso: El mango del bisturí Atomic Edge® está fabricado a partir de material no esterilizable en autoclave para evitar su reutilización.

Advertencia y precauciones: Consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

Información del producto:

Cuchillete de seguridad Atomic Edge®		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
BVI-370157	Cuchillete de seguridad Atomic Edge® 3,0 mm 	10
BVI-370159	Cuchillete de seguridad Atomic Edge® 2,8 mm 	10

Solo para clientes de EE. UU.:

411 Waverley Oaks Road
Waltham, MA 02452,
oficina de EE. UU.:
866.906.8080
Fax: 866.906.4304
www.beaver-visitec.com

Todos los demás clientes:

85c Park Drive
Milton Park
Abingdon, Oxfordshire
OX14 4RY Reino Unido
Oficina: +44 1865 601 256
Fax: +44 1865 595 761
www.beaver-visitec.com



Distribuido por:

MEDICALMIX
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA