



BVI HPMC

Material estéril un solo uso

Distribuido por:



MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

Clase del producto

Clase IIb, estéril, un solo uso
De acuerdo con la Directiva del Consejo
93/42/EEC relativa a los productos sanitarios

Fabricante

Beaver-Visitec International Ltd
Bidford, UK

Información de certificados

•CE Certificado

CE 0120
SGS Certificado US96/7138

•ISO Certificados

ISO 9001:2008 - Certificado US96/7137
ISO 13485:2003 - Certificado US96/7140
ISO 14001:2004 - Certificado 423

Producto estéril

- Esterilización Autoclave
- Radiación Gamma (Cobalto 60) para la cánula

Caducidad

- 2 años

Indicaciones

BVI HPMC está indicado para utilizar como ayuda en cirugías oftalmológicas del segmento anterior.

Composición del producto

- HidroxiPropilMetilCelulosa
- Cono de la cánula: Polipropileno
- Aguja de cristal Borosilicatado lubricado con silicona, punta del tapón de caucho, émbolo de polipropileno
- Ausencia de: PVC / Ftalatos/
Componentes de origen animal

Material del envase

- Caja: Cartón

Características generales

- El HPMC BVI es una solución viscoelástica apirogénica, isotónica y estéril
- Sustancia estéril, basada en Hidroxi Propil Metil Celulosa disuelta en una solución fisiológica.
- Está contenido en una jeringa de cristal con sistema de seguridad Luer Lock.

Cuidados & precauciones: Leer la etiqueta de la caja y la información para el usuario.

Información para pedidos:

BVI HPMC	
Ref. #	BVI-585307
Concentración	Hidroxi Propil Metil Celulosa 2% w/v
Peso Molecular (promedio)	80 k Daltons
Viscosidad a cizallamiento cero	4.0 - 7.5 k mPas
PH	6.8 - 7.4
Almacenamiento	2 - 35° C
Tamaño de llenado	2.0 ml
Tamaño de la cánula	23G
HPMC	20 mg
Cloruro de Sodio	4.9 mg
Acetato de Sodio	3.9 mg
Citrato de Sodio	1.7 mg
Cloruro de Potasio	0.75 mg
Dihidrato de Cloruro de Calcio	0.48 mg
Hexahidrato de Cloruro de Magnesio	0.3 mg
Cantidad por caja	1 kit

K = miles

mPas =millipascal-segundo

Distribuido por:

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

Amposta, 20 | 08174 Sant Cugat del Vallès
T. 935 893 637 | F. 935 892 829
mmix@medicalmix.com | www.medicalmix.com

 **Beaver Visitec**
Keeping Your Vision in Sight

Paseo de la Castellana, 95
Planta 18, Madrid, España
Tel.: 0034 91 123 03 35
Fax: 0034 91 181 74 94
www.beaver.visitec.com