

Oclusores puntales precargados Parasol® y oclusores puntales no estériles Parasol® a granel

Material de un solo uso estéril y no estéril



HOJA DE DATOS

Clase de producto: Sin clase FDA Clase IIb MDD estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	Vida útil: <ul style="list-style-type: none">• Dos (2) años a partir de la fecha de fabricación.
Fabricante: Beaver-Visitec International, Inc. Waltham, MA, EE. UU.	Indicaciones: <ul style="list-style-type: none">• Los oclusores puntales están indicados para el tratamiento de la queratoconjuntivitis seca.
Información de certificación: Certificado CE ISO 13485:2003	Composición del producto: <ul style="list-style-type: none">• Oclusores puntales: silicona de grado médico y tinte de dióxido de titanio.• Insertador precargado: ABS con colorante negro; Cable: acero inoxidable.• Sin: látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal.
Para el producto estéril: <ul style="list-style-type: none">• Rayos gamma• Steris Corporation, Isomedix Services.	Material de embalaje: Estéril: <ul style="list-style-type: none">• Bandeja de PETG, tapa de Tyvek. No estéril: <ul style="list-style-type: none">• Bolsa de polietileno. Transportista: envase de papel (estéril/no estéril).

Características generales:

- **Inserción sencilla:** la punta hueca de Parasol se hunde al introducirse, por lo que ya no es necesario realizar una dilatación puntal en la mayoría de casos.
- **Dimensiones sencillas:** dos tamaños, pequeño y grande, adecuados para prácticamente todos los pacientes. Existe un tamaño extrapequeño y otro grande para puntos lagrimales de dimensiones poco frecuentes.
- **Retención aprobada:** Parasol está diseñado para lograr una retención excelente, según se muestra en un estudio clínico independiente¹.

Advertencia y precauciones: consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

Información del producto:

Oclusores puntales precargados Parasol® y oclusores puntales no estériles Parasol® a granel

N.º de artículo	Descripción	Estéril	No estéril
BVI-A14-200	Oclusor puntal precargado Parasol® Extrapequeño: 0,25 mm - 0,35 mm	2 pares	
BVI-A14-201	Oclusor puntal precargado Parasol® Pequeño: 0,35 mm - 0,65 mm	2 pares	
BVI-A14-202	Oclusor puntal precargado Parasol® Mediano: 0,6 mm - 0,85 mm	2 pares	
BVI-A14-203	Oclusor puntal precargado Parasol® Grande: + 0,9 mm	2 pares	
BVI-A14-201BN	Oclusor puntal Parasol® a granel Pequeño: 0,35 mm - 0,65 mm		20 por caja
BVI-A14-202BN	Oclusor puntal Parasol® a granel Mediano: 0,6 mm - 85 mm		20 por caja
BVI-A14-203BN	Oclusor puntal Parasol® a granel Grande: + 0,9 mm		20 por caja
BVI-A14-209BN	Oclusor puntal Parasol® a granel Combinación S/M		20 por caja
BVI-A20-203BN	Oclusor puntal Parasol® a granel Grande: 0,9 mm+		10 por caja

Solo para clientes de EE. UU.:

411 Waverley Oaks Road
Waltham, MA 02452
Oficina de EE. UU.:
866.906.8080
Fax: 866.906.4304
www.beaver-visitec.com

Todos los demás clientes:

85c Park Drive
Milton Park
Abingdon, Oxfordshire
OX14 4RY Reino Unido
Oficina: +44 1865 601 256
Fax: +44 1865 595 761



MEDICALMIX
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

¹ McCabe, C. (2009) Punctal occlusion reduces dry eye symptoms and improves vision. Review of Ophthalmology, 16(11), 55-58

Size Comparison Chart

TRADITIONAL PLUGS	0.2 mm	0.3 mm	0.4 mm	0.5 mm	0.6 mm	0.7 mm	0.8 mm	0.9 mm +
PARASOL®	X-SMALL	SMALL		MEDIUM	LARGE			