


MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

BLEFAROSTATO TEMPORAL ARO CERRADO, 15mm

REFERENCIA: K1-5012

MARCA: KATENA



Descripción: Blefarostato con separadores de varillas metálicas, con muelle en la zona nasal. Las hojas son cerradas.

Medidas: Hojas cerradas de 15 mm. Longitud total del blefarostato 4,5 cm.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 18 de mayo del 2015, rev.2