

# MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

## PINZA CAPSULORREXIS NEVYAS

REFERENCIA: K5-5083

MARCA: KATENA



Descripción: Pinza para capsulorrexis con palas muy delgadas de 11 mm de longitud. Punta en forma de cistitomo para facilitar la penetración y el agarre de la cápsula posterior.

Fabricada en acero inoxidable de grado médico.

Medidas: Largo total 10,2 cm.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición: 18 de junio de 2015, rev. 2*

