

# MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

## PINZA DE CAPSULORREXIS MASKET

REFERENCIA: K5-5084

MARCA: KATENA



Descripción: Pinza de capsulorrexis muy delicada, con puntas de 11 mm, terminal de fijación con punta triangular.

Fabricada en acero inoxidable de grado médico.

Medidas: Largo total 10,5 cm.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición: 18 de junio de 2015, rev. 2*