


MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

PINZA CAPSULORREXIS GIANNETTI P/MICS (INCIS. 1,5mm)

REFERENCIA: K5-5090

MARCA: KATENA



Descripción: Pinza capsulorrexis Giannetti MICS, con una apertura máxima de 1,75 mm. Diseñada de forma angulada para garantizar el acceso a la cápsula sin agrandar la incisión. Mango redondo para facilitar el manejo durante la intervención.

Medidas: La longitud total del instrumento es de 100 mm.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 18 de junio de 2015, rev.2