

# MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

## ALIO MICS Capsulorrhexis Forceps 23Ga

REFERENCIA: K5-7651

MARCA: KATENA



Descripción: Pinzas de capsulorrhexis extra delicadas con mango articulado diseñadas para entrar por una incisión lateral. El tamaño de su punta es de 2,2mm de longitud (la mitad que cualquier pinza estándar de capsulorrhexis). Su diámetro de 0,6m (23G) le permite entrar fácilmente por una paracentesis muy pequeña.

Material: Acero inoxidable grado médico.

Presentación: Caja 1 unidad

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición: 18 de junio de 2015, rev. 2*