

POCKET II (PAQUÍMETRO PORTATIL)

REFERENCIA: QU-XEPOCKET2
MARCA: QUANTEL MEDICAL



Descripción: Paquímetro portátil que ofrece una gran información de la PIO para el seguimiento de pacientes de glaucoma y una precisa medición corneal para procedimientos de cirugía refractiva gracias a la sonda de 20 MHz ($\pm 5\mu\text{m}$). Pocket II™ registra automáticamente 10 mediciones mostrando su promedio y la desviación standard.

Características Técnicas:

Rango de mediciones	200 – 999 μm
Precisión	$\pm 5\mu\text{m}$
Frecuencia transductor	20 MHz
Medidas	20 cm x 10 cm x 4,50 cm
Peso	450 gr
Baterías	4 x LR6 (AA), 1.5V
Puertos paralelos	Epson, Canon, HP, RS para conexión PC

Dispone de Certificado CE emitido por el organismo notificado 0459 de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 18 de Agosto de 2017