



MEDICAL MIX, S.L.
Amposta, 20
08174 Sant Cugat del Vallès
(Barcelona)
Tel. 93 589 36 37
Fax 93 589 28 29
mmix@medicalmix.com
www.medicalmix.com

NEW WET-FIELD COAGULADOR

REFERENCIA: X-22-1340

MARCA: MEDTRONIC



Descripción: Equipo de diatermia de referencia para la hemostasia en oftalmología. Proporciona unos niveles de radiofrecuencia controlados para diatermia epiescleral, intraescleral, así como hemostasia intraocular con un mínimo traumatismo periférico. A este equipo se le puede acoplar una gran gama de accesorios desechables para diferentes aplicaciones.





MEDICAL MIX, S.L.
Amposta, 20
08174 Sant Cugat del Vallès
(Barcelona)
Tel. 93 589 36 37
Fax 93 589 28 29
mmix@medicalmix.com
www.medicalmix.com

Especificaciones técnicas:

Peso:	1,9 kg
Dimensiones:	14 cm x 21,6 cm x 28 cm
Requisitos de alimentación eléctrica:	100-240 V CA, 65W, 50/60 Hz
Forma de onda de salida:	Onda cuadrada variable de 445 kHz
Rango de frecuencia:	445 kHz
Rango de corriente de salida:	10-30 mA en una carga de 500 Ω no inductiva, continuamente variable.
Potencia de salida:	0,5-8,5 W en una carga de 500 Ω no inductiva, continuamente variable.
Carga de prueba:	Carga no inductiva de 500 Ω , entrada de fórceps neuroquirúrgicos, usando analizador.

Dispone de Certificado CE emitido por el organismo notificado 0123 de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.